

Link do produktu: <https://www.karmoteka.pl/arthroscan-scanvet-250ml-syrop-na-stawy-p-2176.html>



ArthroScan ScanVet 250ml syrop na stawy

Cena	89,00 zł
Dostępność	Niedostępny - pytaj obsługi
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SV30134
Kod EAN	5391525730134
Producent	ScanVet

Opis produktu

ScanVet ArthroScan 250ml syrop na stawy

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów.

Wspiera funkcjonowanie stawów.

Innowacyjny produkt o wzbogaconym składzie.

**ArthroScan Syrop stosuje się wspomagająco w problemach ze strony układu ruchu u psów.
Starannie dobrane składniki wspierają prawidłowe funkcjonowanie stawów i odżywienie chrząstki stawowej.**

Stosowanie:

- wspomagająco przy zmianach zwyrodnieniowych i stanach zapalnych
- wspomagająco po urazach i zabiegach ortopedycznych
- profilaktycznie u młodych psów w okresie rozwoju chrząstek stawowych, u psów dużych ras, z nadwagą, psów aktywnych i sportowych, narażonych na zwiększone obciążenie układu ruchu.

ArthroScan Syrop to specjalistyczny produkt o zaawansowanym składzie, kompleksowo wspiera funkcjonowanie stawów.

Kwasy tłuszczowe Omega 3 i czarci pazur cechują się naturalnym działaniem przeciwzapalnym.

Chondroityna i glukozamina pełnią funkcje budulcowe, wspomagają regenerację chrząstki i zapobiegają mikrouszkodzeniom związanym z intensywnym ruchem lub przeciążeniem stawów.

Kolagen typu II stanowi główny białkowy składnik macierzy chrząstki stawowej, istotny do utrzymania jej odporności i elastyczności.

Kolagen typu II wchodzący w skład ArthroScan Syrop pochodzi z chrząstki kurcząt, to substancja o bardzo wysokiej skuteczności, potwierdzonej badaniami naukowymi. Jest to kolagen hydrolizowany, o masie cząsteczkowej 1,5-2,5 kDa, bardzo dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego.

Kwas hialuronowy odpowiada za lepkość, właściwe funkcjonowanie mazi stawowej oraz odżywienie chrząstki stawowej, chroni powierzchnię chrząstki przed uszkodzeniami.

Witamina C i mangan są niezbędne w syntezie kolagenu.

MSM stanowi źródło siarki niezbędnej do syntezy glikozaminoglikanów.

Dawkowanie:

ArthroScan Syrop można podać po zmieszaniu z karmą lub bezpośrednio do jamy ustnej.

1 porcja (2,2ml) = 1 naciśnięcie pompki dozownika

Po 2-3 tygodniach dzienna porcja może być zmniejszona o połowę w zależności od zapotrzebowania zwierzęcia.

5 ml produktu zawiera:

Glukozamina 600mg,
Omega 3 300mg,
MSM 250mg,
Siarczan chondroityny 240mg,
Kolagen (typ II, 1,5-2,5kDa) 30mg,
Kwas hialuronowy 30mg,
Czarci pazur 25mg,
Mangan 2,5mg,
Witamina C 50mg.

Wartość kaloryczna – **117kcal/100g**

Skład: Sorbitol, Glukozamina, Dimetylosulfon (MSM), Siarczan chondroityny, Kolagen (typ II), Kwas hialuronowy. Dodatki: witaminy, prowitaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu (mg/kg): Omega 3 (Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe) 60 000mg, Witamina C (E300) 10000mg, naturalne produkty botaniczne (mg/kg): wyciąg z Harpagophytum procumbens (Czarci pazur) 5000mg. Pierwiastki śladowe (mg/kg): Mangan (E5) w postaci siarczanu manganu jednowodnego 500mg.

Składniki analityczne: Węglowodany 24,07%, Białko surowe 8,73%, Włókno surowe

Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.

Wyłącznie dla zwierząt. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.